




НАКЛАДАННЯ ТУРНИКЕТУ ІЗ ЗУБЧАСТИМ МЕХАНІЗМОМ ДВОМА РУКАМИ ДОПОМОГА У ЗОНІ ОБСТРІЛУ (CUF)




01
ДІСТАНЬТЕ турнікет з JFAK та/чи підсумка пораненого.



02
ПРОТЯГНІТЬ уражену кінцівку крізь петлю ременю турнікету.




ПРОВЕДІТЬ ремінь навколо кінцівки та через пряжку джгута.



03
НАКЛАДІТЬ турнікет над місцем кровотечі, високо на кінцівці, поверх одягу/уніформи.



04
ЗАТЯГНІТЬ ремінь турнікету максимально сильно, уникаючи будь-яких провисань.



05
ПІДНІМІТЬ важіль пряжки механізму і затягніть максимально до зупинки кровотечі (завершіть кроки 1-5 впродовж 1 хвилини).



06
ЗАКРІПІТЬ пряжку турнікету (вона стане на місце з клацанням).



07
Якщо немає ознак іншої масивної кровотечі, ПЕРЕВЕДІТЬ ПОСТРАЖДАЛОГО В УКРИТТЯ.